




Ortho Service Deutschland

# GISHY GOO!



Zuverlässiger  
**Patientenkomfort**  
für festsitzende  
Apparaturen



## GISHY GOO!™

GISHY GOO ist ein speziell konzipiertes Polyvinylsiloxan-Elastomer, das Ihren Patienten dabei hilft, sich mit ihren Brackets, speziell bei Lingualtechnik und KL II Apparaturen wohler zu fühlen.

- Reduziert teure Notfalltermine
- Haftet viel zuverlässiger als Wachs
- Schützt die Schleimhaut bis zu mehreren Tagen
- Angenehmer Tragekomfort auch beim Essen, Sport treiben oder Spielen von Blasinstrumenten



### SCHRITT 1

Eine kleine Menge Gishy Goo auf frisch gewaschene Finger geben.

### SCHRITT 2

10 Sekunden lang gründlich zwischen sauberen Fingern kneten.

### SCHRITT 3

Das Material direkt auf das Bracket drücken und modellieren.



Applikationsspritzen erhältlich mit 10 oder 50 Stück je Packung.

Produkt	Farbe	Menge	Art. Nr.
Gishy Goo! Applikationsspritze	zahnfarben	10/Pk	500-059
Gishy Goo! Applikationsspritze	zahnfarben	50/Pk	2749

