



# VALO®


Das absolute **Highlight!**

Mehrfach **ausgezeichnet!**



Ortho Service Deutschland

## BREITBAND LED POLYMERISATIONS-LEUCHE



[www.valo-led.com](http://www.valo-led.com)

- High Speed Light Cure in 3 Sekunden
- Zentralspott mit 1200 -3200 mW/cm<sup>2</sup>
- Konstante Lichtleistung
- Breitband LED (395- 480 nm)
- Stoß & Bruchsicher
- Bruchfester Lichtleiter
- Kratzfeste Teflon® Oberfläche
- Keine teuren Accus nötig
- 80g bzw. 180g leicht

opal  
ORTHODONTICS  
by ULTRADENT



Die Intensität der VALO LED und die konzentrierte Lichtbündelung der Breitband LED ermöglichen beim indirekten Bonding ein Aushärten durch das Silikontray hindurch.



Die Schwarzlicht Linse zeigt dem Patienten eindrucksvoll die Fluoridierung des Bondings oder veranschaulicht die letzten Klebereste beim Polieren nach dem Debonding.



Die Schwarzlicht Linse ist magnetisch und wird einfach auf den Lichtleiter gesetzt. Sie ist im Lieferumfang der VALO LED enthalten.



### OrthoService Deutschland

Keppentaler Weg 9  
D-55286 Wörrstadt

Tel.: +49 (0) 6732- 93 78 00  
Fax: +49 (0) 6732- 93 78 01

[mail@ortho-service.de](mailto:mail@ortho-service.de)  
[www.ortho-service.de](http://www.ortho-service.de)